



June 21, 2023

**URGENT FIELD SAFETY NOTICE**

Access Folate and Access TSH Reagent Packs when used on Dxl 9000 Access Immunoassay Analyzer

REF	LOT	⌚
A98032	234262 234402	August 31, 2023 October 31, 2023
B63284	233718 234177 234374 234375 234554 234555 234742 338248 338249	February 28, 2023 June 30, 2023 July 31, 2023 August 31, 2023 September 30, 2023 October 31, 2023 November 30, 2023 March 31, 2024 April 30, 2024

Attention Beckman Coulter Customer,

Beckman Coulter is initiating a field safety corrective action for the product listed above. This letter contains important information that needs your immediate attention.

<b>ISSUE:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beckman Coulter has determined that the Dxl 9000 Access Immunoassay Analyzer reagent pipettors may not fully puncture through the elastomeric coating on the Access Folate and Access TSH reagent pack lots listed in the table above.</li> <li>This issue is caused by the elastomeric coating that was used to manufacture the reagent listed in the table above.</li> <li>No other versions of instruments are affected.</li> </ul>
<b>IMPACT:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>You may observe reagent pipettor obstruction (RPO) flags if the Dxl 9000 reagent pipettor does not completely puncture through the elastomeric coating of an Access Folate reagent pack. The following may occur:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Failed calibration and QC results.</li> <li>Suppressed patient results that must be repeated.</li> </ul> </li> <li>An obstruction that is not detected by the instrument may occur if the Dxl 9000 reagent pipettor does not completely puncture through the elastomeric coating of an Access TSH reagent pack. The following may occur:               <ul style="list-style-type: none"> <li>The system may dispense an incorrect volume of reagent as a result.</li> <li>A falsely decreased patient result may be generated.</li> </ul> </li> </ul>
<b>ACTION:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Discontinue use of the listed Access Folate and Access TSH reagent lots with the Dxl 9000 Access Immunoassay Analyzer.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Share this letter with your laboratory and /or medical director and determine if a retrospective review of previous patient test results is necessary.</li><li>• Contact your local Beckman Coulter representative for product replacement requests.</li></ul>
<b>RESOLUTION:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beckman Coulter is no longer distributing the listed Access Folate and Access TSH reagent pack lots to all Dxl 9000 Access Immunoassay Analyzer customers.</li><li>• Beckman Coulter has investigated and corrected the issue. Access TSH and Access Folate reagent packs will not be manufactured using the affected elastomeric coating.</li></ul>

The national competent authority has been informed of this field safety corrective action.

Please share this information with your laboratory staff and retain this notification as part of your laboratory Quality System documentation. If you have forwarded any of the affected product(s) listed above to another laboratory, please provide them a copy of this letter.


Please complete and return the enclosed Response Form within 10 days so we are assured you have received this important communication.

If you have any questions regarding this notice, please contact our Customer Support Center.

- From our website: <http://www.beckmancoulter.com>

We apologize for the inconvenience that this caused your laboratory.

Sincerely,




Enclosure: Response Form

*2023 Beckman Coulter. All rights reserved. Beckman Coulter, the stylized logo and the Beckman Coulter product and service names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of Beckman Coulter, Inc. in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners*

**EMPFANGSBESTÄTIGUNG****DRINGENDE SICHERHEITSINFORMATION**

Access Folate- und Access TSH-Reagenzpacks bei Verwendung mit dem  
Dxl 9000 Access-Immunoassay-Analysensystem

Bestellnummer	LOT	
A98032	234262	Donnerstag, 31. August 2023
	234402	Dienstag, 31. Oktober 2023
B63284	233718	Dienstag, 28. Februar 2023
	234177	Freitag, 30. Juni 2023
	234374	Montag, 31. Juli 2023
	234375	Donnerstag, 31. August 2023
	234554	Samstag, 30. September 2023
	234555	Dienstag, 31. Oktober 2023
	234742	Donnerstag, 30. November 2023
	338248	Sonntag, 31. März 2024
338249	Dienstag, 30. April 2024	

**Adresse des Kunden**

Bitte überprüfen Sie Ihren Lagerbestand bezüglich der betroffenen Artikel und bestätigen Sie uns den Erhalt dieses Schreibens, indem Sie eine der nachfolgend genannten Optionen ankreuzen.

**Bitte faxen Sie dieses Formular anschließend an die unten angegebene Nummer.**

- Das/Die betroffene(n) Produkt(e) wird/werden von uns nicht/nicht mehr verwendet.
- Alle erforderlichen Maßnahmen wurden - wie in der Produktinformation beschrieben – ergriffen.
- Bitte um Ersatzlieferung für entsorgtes Reagenz:

REF: \_\_\_\_\_ Charge: \_\_\_\_\_ Anzahl: \_\_\_\_\_

- Wir haben die aufgelisteten Artikel weiterveräußert: Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Kontaktperson: \_\_\_\_\_ Tel.-Nr. \_\_\_\_\_

Untersignet: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_ Titel: \_\_\_\_\_

FA-23026

**Bitte schicken Sie dieses Antwortformular  
per Fax an: +49 (0)2161 54 89 55  
oder per E-Mail an: Antwort@beckman.com**