




SANDOZ A Novartis
Division



ERELZI® 50 MG INJEKTIONS-LÖSUNG IM FERTIGPEN

WIRKSTOFF: ETANERCEPT

KURZANLEITUNG



Sandoz GmbH,
Biochemiestraße 10,
6250 Kundl, Österreich

Lokaler Ansprechpartner:
Hexal AG, Industriestraße 25,
83607 Holzkirchen, Deutschland

Version 1.1 Art.-Nr.: 49032441; Stand: 12/2017

Diese Kurzanleitung wurde als Teil der Zulassungsaufgaben erstellt und behördlich genehmigt, um das Risiko von Medikationsfehlern bei der Anwendung von Erelzi® zu minimieren.


Lesen Sie vor der Anwendung des Erelzi® 50 mg Fertigpens die **Packungsbeilage** (Gebrauchsinformation) und hier insbesondere die Hinweise zur Anwendung in Abschnitt 7 genau durch. Lesen Sie die aktuelle Packungsbeilage bei jeder erneuten Ausstellung eines Rezeptes, da die Informationen sich ändern können.

Diese **Kurzanleitung** soll Ihnen einen raschen Überblick über die sichere und wirksame Handhabung des Fertigpens verschaffen.

Versuchen Sie **nicht**, sich selbst eine Injektion zu verabreichen, wenn Sie zuvor nicht von Ihrem Arzt, dem medizinischen Fachpersonal oder Ihrem Apotheker geschult wurden.



BEVOR SIE BEGINNEN:

- Nehmen Sie den Pen 15–30 Minuten vor der Injektion aus dem Kühlschrank, damit er Raumtemperatur annimmt.
- Legen Sie Alkoholtupfer, Wattebausch oder Mull sowie einen Sicherheitsbehälter für die Entsorgung spitzer Gegenstände bereit.




1. FÜHREN SIE FOLGENDE SICHERHEITSKONTROLLEN DURCH:

- Aussehen der Lösung: klar oder leicht schillernd, farblos bis leicht gelblich, kann kleine weiße oder fast lichtdurchlässige Partikel enthalten
- Verfalldatum ist nicht überschritten
- Sicherheitsiegel ist unbeschädigt




2. WÄHLEN SIE DIE INJEKTIONSSTELLE:

- Vorderseite Ihrer Oberschenkel (empfohlen) oder unterer Bauchbereich, nicht jedoch in einem Bereich von 5 cm um den Bauchnabel herum
- Falls ein Betreuer oder medizinisches Fachpersonal Ihnen die Injektion verabreicht, kann diese auch an der Außenseite der Oberarme erfolgen.
- Nicht in Bereiche mit empfindlicher, geröteter, schuppiger oder harter Haut, Blutergüsse, Narben, Dehnungsstreifen oder Psoriasis-Hautläsionen injizieren.
- Wechseln Sie bei jeder Injektion die Injektionsstelle.





3. REINIGEN SIE DIE INJEKTIONSSTELLE:

- Waschen Sie sich die Hände mit warmem Wasser und Seife.
- Reinigen Sie die Injektionsstelle mit dem Alkoholtupfer (kreisende Bewegungen). Lassen Sie die Stelle trocknen.
- Berühren Sie den gereinigten Bereich vor der Injektion nicht mehr.




4. ENTFERNEN SIE DIE KAPPE:

- Drehen Sie die Kappe in Pfeilrichtung ab.
- Werfen Sie die Kappe weg. Versuchen Sie nicht, sie wieder aufzusetzen.
- Verwenden Sie den Pen innerhalb von 5 Minuten nach Entfernung der Kappe.




5. HALTEN SIE DEN PEN IM 90-GRAD-WINKEL ZUR INJEKTIONSSTELLE



6. BEGINNEN SIE MIT DER INJEKTION:

- Drücken Sie den Pen fest auf Ihre Haut, um mit der Injektion zu beginnen. Sie hören den 1. Klick (= Beginn der Injektion).
- Halten Sie den Pen fest auf Ihre Haut gedrückt.




7. SCHLIESSEN SIE IHRE INJEKTION AB:

- Achten Sie auf den 2. Klick (= Injektion fast abgeschlossen).
- Vergewissern Sie sich, dass der grüne Indikator im Fenster erscheint und sich nicht mehr bewegt.
- Der Pen kann nun entfernt werden.

8. NACH DER INJEKTION:

- Kontrollieren Sie, ob der grüne Indikator im Fenster sichtbar ist. Wenn nicht, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Wenn an der Injektionsstelle Blut austritt, drücken Sie mit einem Wattebausch oder Mull 10 Sekunden lang auf die Injektionsstelle (nicht reiben). Falls nötig, können Sie die Injektionsstelle mit einem kleinen Pflaster abdecken.



9. ENTSORGUNG DES ERELZI® SENSOREADY®-PENS

- Entsorgen Sie den gebrauchten Pen in einem Sicherheitsbehälter.
- Der Pen darf niemals wiederverwendet werden.

Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie bitte mit einem Arzt, dem medizinischen Fachpersonal oder einem Apotheker, die/der mit der Erelzi®-Behandlung vertraut ist.