



Produktrückruf für Novalung iLA

Sehr geehrte Damen und Herren,

Novalung möchte Sie hiermit über einen **sofortigen Rückruf** für die **Novalung iLA** informieren.

Nachdem festgestellt wurde, dass bei längerem Einsatz die Gefahr bestand, dass es bei mechanischer Belastung im Extremfalle zum Lockern bzw. Ablösen der Schlauchverbindung und damit zu Leckbildung kommen konnte, wurde ein entsprechender Sicherheitshalter zur Verfügung gestellt.

Aufgrund von Problemen, die auch durch die Nichtbeachtung unseres Warnhinweises zur ausschliesslichen Anwendung mit dem Sicherheitshalter auftraten, sieht sich Novalung gezwungen die nachfolgenden Chargen vom Markt zu nehmen.

Folgende Chargennummern sind betroffen:

Lot 8000032

Lot 8000112

Die Novalung iLA wird aktuell bereits mit einer mechanisch verstärkten Konnektionsstelle produziert und Ihnen in ca. 2 Wochen wieder zur Verfügung stehen.

Unsere Mitarbeiter werden sich noch diese Woche mit Ihnen in Verbindung setzen, sodass nicht eingesetzte Ware zum Umtausch zurückgeschickt werden kann.

Mit freundlichen Grüßen



Novalung GmbH

Lotzenäcker 3
D - 72379 Hechingen

Tel. + 49 7471 984 88 0
Fax + 49 7471 984 88 15
www.novalung.com
info@novalung.com

Sitz der Gesellschaft Hechingen
Geschäftsführer
Dr. med. Georg Matheis, Thomas Gran
Registergericht Hechingen HRB 947
UST-ID: DE013593523

Baden-Württembergische Bank
Kto 7477500734
BLZ 600 50 1 0 1
SWIFT / BIC SOLA DE 33
IBAN DE87 6005 0101 7477 5007 34