



GyneFix® Deutschland

Gynlameda GmbH · Raiffeisenstr. 32 · 70794 Filderstadt

Gynlameda GmbH
Raiffeisenstr. 32 · 70794 Filderstadt
✉ gyn@verhueten-gynefix.de
☎ 0711 21953673
📠 0711 99709201

Filderstadt, den 08.02.2017

ACHTUNG: Handlung erforderlich! **Austausch GyneFix® Lot Nr. LOT 16I29**

Sehr geehrte [REDACTED],

wir möchten Sie hiermit auffordern, den GyneFix®-Bestand in Ihrer Praxis zu überprüfen und die GyneFix®200 mit der Lot-Nr. 16I29 nicht mehr einzusetzen.

Es gab vereinzelte Rückmeldungen von Gynäkologen, dass sich die GyneFix®200 mit der Lot-Nr. 16I29 während der Insertion nicht verankern ließ.

Der Hersteller ist diesen Hinweisen nachgegangen und musste nun leider feststellen, dass sich nicht bei allen, jedoch bei einem kleinen Teil der GyneFix®200 mit der Lot-Nr. 16I29 der Knoten nicht oder nur erschwert von der Nadel löst.

Es besteht bei korrekter Platzierung entsprechend kein Risiko für Ihre Patientinnen. Zudem betrifft dieser Umstand nur die GyneFix®200 und nicht die GyneFix® 330.

Um erschwerten, beziehungsweise erfolglosen Insertionen vorzubeugen, möchten wir die GyneFix mit der Lot-Nr. 16I29 durch eine GyneFix®200 mit einer neuen LOT-Nummer kostenfrei für Sie austauschen.

Bitte füllen Sie dafür das angehängte Formular aus und schicken Sie es **per Fax an 0711 99 70 92 01** oder **per Email an gyn@verhueten-gynefix.de** uns zurück, damit wir wissen, welche Anzahl der betreffenden GyneFix®-LOT sich in Ihrer Praxis befinden.

Wir werden Ihnen entsprechend der angegebenen Anzahl kostenlosen Ersatz schicken, sobald die neue LOT-Nummer lieferbar ist und der Sendung einen frankierten DHL-Rücksendeaufkleber beilegen, damit Sie die GyneFix® mit der Lot-Nr. 16I29 im gleichen Versandkarton an uns zurückschicken können.

Wir bedauern den für Sie entstandenen Aufwand und bedanken uns herzlich für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis. Wir versichern Ihnen, dass der Hersteller in unser aller Interesse mit Hochdruck daran arbeitet, GyneFix®200 so schnell wie möglich wieder verfügbar zu machen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gern unter der Tel. 0711 21953673 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Gynlameda GmbH

Geschäftsführer: Isabel Stein, Martin Stein
USt.-Id.Nr. DE 276773641
Handelsregister: HRB 737207
St.-Nr. 99040/03719

Commerzbank Stuttgart
IBAN: DE56 6004 0071 0663 3309 00
BIC: COBADEFFXXX
Inhaber: Gynlameda GmbH



GyneFix[®] Deutschland

Gynlameda GmbH
Raiffeisenstr. 32 • 70794 Filderstadt
✉ gyn@verhueten-gynefix.de

☎ 0711 21953673

📠 0711 99709201

Per Fax an: 0711/99 70 92 01

Ich habe noch _____ Stück GyneFix[®] 200 mit der LOT 16I29 in meinem Bestand und bitte diese auszutauschen.

Ich werde die GyneFix[®] 200 mit der LOT-Nr. 16I29 nach Erhalt der Austausch-GyneFix[®] 200 mit der neuen LOT-Nummer in dem Paket mit dem vorfrankiertem DHL-Aufkleber an die Gynlameda GmbH zurück senden.

Praxisstempel:

(Datum)

(Unterschrift)