

B|BRAUN

B. Braun Melsungen AG
Division Aesculap

Sieversufer 8
D-12359 Berlin

e-mail: michael.boxberger@bbraun.com
http://www.bbraun.de

Hospital
Administration
Street
City

Your reference	Our reference	Tel. (0 30) 68 98 97-	Fax (0 30) 68 98 97-	Date
2005	HH-MS-DE03	24	30	February 07,
	MB			

Recall of Intradyn Tear-Away Art. No. 5212537

Dear Sirs,

due to an incidence in relation to our product Intradyn Tear-Away (art. no. 5212537) we have to inform you about a potential hazard to patients. The tip of the catheter may show sharp edges, which can be harmful to the wall of blood vessels.

Immediate Action Required!

Please, inform immediately the relevant departments in your hospital about the possible product issue. **The products shall not be used any more.**

Our sales specialists will contact you shortly so that a replacement of the affected products can be accomplished. In case of any open questions, please contact us by phone at +49-30-68989724 or contact your local sales specialist.

We deeply regret any inconveniences these findings may have caused and would like to request your support to follow the above mentioned safety measures. We appreciate you as a valued customer and we feel that it is our obligation to communicate potential adverse effects of one of our products. The patient's well-being is our main concern.

Vors. d. Aufsichtsrats:
Justus Mische

Vorstand:
Dr. h.c. Ludwig Georg Braun
(Vorsitzender)
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Michael Ungethüm
(stellv. Vorsitzender)

Dr. rer. nat. Wolfgang Feller
Klaus Hofer
Dr. rer. nat. Meinrad Lüggen
Caroll H. Neubauer
Harald Niemann

Sitz der Gesellschaft: Melsungen
Reg. Gericht: Amtsgericht Fritzlar
-Registerabteilung Melsungen-
HRB 11 000


B|BRAUN

Page 2 to the letter of February 07, 2005 to
Hospital Administration

Yours faithfully,


B. Braun Melsungen AG

i.V.



C. Möhle

i.V.



Dr. M. Boxberger