

B|BRAUN

B. Braun Melsungen AG
Division Aesculap

Sieversufer 8
D-12359 Berlin

e-mail: bernhard.gabriel@bbraun.com
<http://www.bbraun.de>

Your reference	Our reference	Tel. +49-30-68 98 97-	Fax +49-30-68 98 97-	Date
	HH-QM	57	30	June 14, 2005

Product removal Corodyn PVC

Dear customer,

B. Braun Melsungen AG as medical product manufacturer is committed to assuring the safety and effectiveness of our products for both health care professionals and patients.

We have elected to initiate a product removal of **Corodyn Right Heart Catheters (PVC)** which is being performed with the knowledge of the United States Food and Drug Administration (FDA). Further distribution or use of the product should be discontinued immediately.


Recently, we have had reports on a small number of our **Corodyn Right Heart Catheters (PVC)** related to cracked catheter tips, leaking at the manifold, and cracked hubs.

The attached list indicate the products and lot numbers which you have received.

Within the next days our local B. Braun representative will contact you for taking back the goods and discussing further actions. For returned goods we will give you a credit note.

We apologize for any inconvenience this may have caused and we appreciate your patience.

Yours sincerely,



Vors. d. Aufsichtsrats:
Justus Mische

Vorstand:
Dr. h.c. Ludwig Georg Braun
(Vorsitzender)
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Michael Ungethüm
(stellv. Vorsitzender)

Dr. rer. nat. Wolfgang Feller
Klaus Hofer
Dr. rer. nat. Meinrad Lugan
Harald Niemann

Sitz der Gesellschaft: Melsungen
Reg. Gericht: Amtsgericht Fritzlar
-Registerabteilung Melsungen-
Carol H. Neubauer

HRB 11 000

...

B|BRAUN

Page 2 to the letter of April 11, 2005 to
Coroflex Blue Safety Notice

Bernhard Gabriel
Director of Quality Management

Dr. Michael Boxberger
Director Clinical Marketing

...