

Neobject Kanüle 0,70x40 REF: 10030 LOT: 1205387 und LOT:1205659

Sehr geehrte Damen und Herren,

am haben Sie von uns folgende Ware erhalten:

REF:/Artikelbeschreibung:

Charge/LOT:

Menge:

Leider hat sich gezeigt, dass sich bei dieser Kanüle mit den angegebenen Lot-Nummern in seltenen Einzelfällen durch eine fehlerhafte Klebeverbindung die Kanüle vom Kanülenansatz lösen kann.

Um eventuelle Risiken zu vermeiden, bitten wir die betroffenen Chargen unverzüglich zu sperren .
Andere Lot-Nummern der gleichen Kanüle sind nicht betroffen.

Wir bitten Sie um zeitnahe Rücksendung des beigefügten Formulars- auch wenn Sie die Kanülen bereits verbraucht haben – und hoffen, Ihnen damit keine zu großen Umstände zu bereiten.

Für evtl. Rückfragen steht Ihnen Frau [REDACTED] (QM) Tel.: 06051 962321 zur Verfügung.

Für die Rückabwicklung wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Sachbearbeiterin Frau....

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Dispomed Witt oHG
Wolfgang Witt
Geschäftsführer

Kundenantwortformular zur Sicherstellung der Kenntnisnahme

Produkt: Neoject Kanüle REF: 10030 LOT: 1205387/ LOT: 1205659

Datum: 13.2.2013

Beantwortung bitte dringend per Fax an: Firma Dispomed
Fax-Nr.: 06051 962350

Mit Vervollständigung und Rücksendung dieses Formulars bestätigen Sie den Erhalt und die Kenntnisnahme dieser Sicherheitsmitteilung.

Name des Händlers/ :
Arztes/Krankenhauses:

PLZ Stadt:

Kundennummer:

Hiermit bestätigen wir, dass die o.g. Chargen:

- von uns bereits verkauft wurden und nicht lagernd sind
 - vom Anwender bereits verbraucht wurden und keine Reklamationen vorliegen
 - nicht verbraucht wurden, sondern Restbestände bei uns/oder dem Anwender vorhanden sind:
- | | | |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> LOT: 1205387 | Stückzahl: | Anzahl der Kartons : |
| <input type="checkbox"/> LOT: 1205659 | Stückzahl: | Anzahl der Kartons: |

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal in aller Form für etwaige Unannehmlichkeiten entschuldigen und danken für Ihre Mithilfe.

Datum:

Unterschrift: