

**WICHTIGE PRODUKTINFORMATION**

29. November 2004

Guten Tag,

wir möchten Sie darüber informieren, dass bei den untenstehenden Wellcogen Produkten der Firma Remel, beim Testlatex zum Nachweis von Haemophilus influenzae b eine Autoagglutination auftreten kann. Die bislang mit dieser Charge erzielten positiven Reaktionen mit dem Latex von H. influenzae b sollten kritisch auf Richtigkeit überprüft werden.

<b>Wellcogen Bakterien Antigen Kit</b>	<b>Artikelnummer HW/30859602</b>	<b>Lot P120710</b>
<b>Wellcogen Bakterien Antigen Kit</b>	<b>Artikelnummer HW/30859602</b>	<b>Lot P120720</b>
<b>Wellcogen Haemophilus influenzae b</b>	<b>Artikelnummer HW/30858801</b>	<b>Lot P120310</b>

**Aus Sicherheitsgründen dürfen diese Produkte nicht mehr weiter verwendet werden und sind zu vernichten! Selbstverständlich wird die Herstellerfirma Remel Ihnen eine kostenlose Ersatzcharge zur Verfügung stellen. Sobald uns diese vorliegt, werden wir die entsprechenden Mengen an Sie weiterleiten.**

**Um zu gewährleisten, dass alle betroffenen Labore über diesen Rückruf informiert wurden, möchten wir Sie freundlichst bitten, das beiliegende Fax ausgefüllt an uns zurückzusenden.**

Bitte leiten Sie diese Information an die in Ihrem Labor davon betroffenen Mitarbeiter weiter und bewahren Sie eine Kopie des Schreibens in Ihren Unterlagen auf. Für die Ihnen entstandenen Unannehmlichkeiten möchten wir uns entschuldigen, und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Genzyme Virotech GmbH



Anja Hanke  
Produktmanagerin

# FAXANTWORT

**Wichtige Produktinformation**  
**Wellcogen Bakterien Antigen Kit bzw. Wellcogen Haemophilus influenzae b**

**per Fax an:**

**Genzyme Virotech GmbH**  
**z.H. Frau Anja Hanke**

**Fax Nr.: 0 61 42 – 96 66 13**

## Empfangs- und Vernichtungsbestätigung

Mit meiner Unterschrift bestätige ich den Kundenbrief zur oben erwähnten Produktinformation erhalten zu haben. Der Inhalt des Briefes wurde verstanden und zur Kenntnis genommen.

Folgende Anzahl der Wellcogen Produkte haben wir vernichtet:

- |   |             |              |
|---|-------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Wellcogen Bakterien Antigen Kit    | Lot P120710 | Menge: _____ |
| <input type="checkbox"/> Wellcogen Bakterien Antigen Kit    | Lot P120720 | Menge: _____ |
| <input type="checkbox"/> Wellcogen Haemophilus influenzae b | Lot P120310 | Menge: _____ |

Datum: \_\_\_\_\_

Name der Institution: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Stempel / Unterschrift: \_\_\_\_\_