

ETHICON

a *Johnson & Johnson* company

Norderstedt, 10. März 2006

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beziehen uns auf unser Schreiben vom 06. Januar 2006 und möchten Sie darüber informieren, dass Ethicon den freiwilligen Rückruf des Proceed Netzes um einige Chargen erweitert.

Wir haben die ursächlichen Gründe der Delamination ermittelt und erweitern daher, ganz im Sinne unseres Unternehmenscredos, den Produktrückruf auf Chargen, die ab dem 11. Juli 2005 produziert worden sind.

Die Liste im Anhang beinhaltet die betroffenen Produkte bzw. die jeweiligen Chargennummern.

Gemäß unseren Unterlagen haben Sie in den letzten Monaten Ware der betroffenen Chargen erhalten. Wir möchten Sie daher bitten, diese ab sofort nicht mehr einzusetzen.

Innerhalb der nächsten Tage wird der für Sie zuständige Medizinprodukteberater diesbezüglich mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Dieser wird die in Ihrem Hause vorhandene, betroffene Ware entgegennehmen und mit Ihnen die Einzelheiten der Vergütung besprechen.

Proceed Produkte, die nicht Bestandteil der beiliegenden Auflistung sind, sind nicht von der Rückrufaktion betroffen und können weiterhin eingesetzt werden.

Wir möchten Sie in dieser Angelegenheit um Ihre Unterstützung bitten, indem Sie alle in Ihrem Hause befindlichen Chargen an unseren Medizinprodukteberater zurückgeben und die relevanten Ansprechpartner in Ihrem Umfeld über den freiwilligen Rückruf der betroffenen Chargen informieren.

Selbstverständlich steht Ihnen bei Rückfragen der Ihnen bekannte Medizinprodukteberater, wie auch unsere Telefonhotline (Tel. 040 / 5297 5571, zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr) zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen aus Norderstedt

Freiwilliger Produkt Rückruf

Potentielle Delamination bestimmter Chargen von Proceed Surgical Mesh

Product Code	LOT Nummern
PCDG1 15 x 20 cm Oval	UHG002
	UHG003
	UHG011
	UHG017
	UHG027
	UHG036
	UHG037
	UHG041
	UHG042
	UHG045
PCDH1 20 x 25 cm Oval	UGG997
	UGG998
	UHG013
	UHG030
	UHG039
PCDJ1 20 x 30 cm Rechteckig	UGG990
	UHG007
	UHG015
	UHG018
PCDM1 15 x 15 cm Quadratisch	UGG001
	UGG999
	UHG014
	UHG026
	UHG031
PCDW1 25 x 35,5 cm Rechteckig	UHG040
	UHG050

Freiwilliger Produktrückruf

Potentielle Delamination bestimmter Chargen von Proceed Surgical Mesh

Produkt Code	LOT Nummern			
PCDM1 15 x 15 cm Quadratisch	UEG883	UKG181	UKG267	UMG424
	UJG078	UKG183	ULG287	UMG425
	UJG082	UKG184	ULG309	UMG426
	UJG085	UKG187	ULG311	UMG448
	UJG087	UKG201	ULG328	UMG449
	UJG095	UKG203	ULG337	UMG450
	UJG101	UKG231	ULG340	UMG473
	UJG103	UKG239	ULG369	UMG477
	UJG109	UKG241	ULG370	UMG478
	UJG125	UKG243	ULG373	UMG479
	UJG128	UKG249	ULG393	UMG486
	UJG139	UKG250	ULG399	UMG504
	UJG142	UKG253	ULG400	
	UKG161	UKG256	ULG401	
	UKG175	UKG266	ULG405	

Produkt Code	LOT Nummern	
PCDW1 25 x 35,5 cm Rechteckig	UEG887	ULG320
	UHG029	ULG360
	UJG120	ULG378
	UJG133	ULG379
	UJG151	ULG380
	UKG188	ULG388
	UKG189	ULG412
	UKG202	UMG418
	UKG206	UMG443
	UKG247	UMG444
	UKG251	UMG495
	UKG261	UMG496
	ULG280	
	ULG292	
	ULG297	

ETHICON

a Johnson & Johnson company

Freiwilliger Produktrückruf

Potentielle Delamination bestimmter Chargen von Proceed Surgical Mesh

Produkt Code	LOT Nummer				
PCDG1 15 x 20 cm Oval	UEG88 885 UJG124	UKG234	UKG325	UMG420	
	UHG012	UJG130	UKG244	ULG326	UMG421
	UHG047	UJG132	UKG245	ULG329	UMG422
	UHG055	UJG146	UKG254	ULG334	UMG441
	UHG058	UJG148	UKG258	ULG338	UMG442
	UHG061	UJG153	UKG259	ULG356	UMG446
	UHG063	UJG159	UKG263	ULG366	UMG447
	UHG064	UKG162	ULG274	ULG367	UMG469
	UHG071	UKG179	ULG277	ULG384	UMG470
	UJG083	UKG180	ULG283	ULG386	UMG482
	UJG086	UKG191	ULG284	ULG387	UMG498
	UJG091	UKG193	ULG288	ULG395	UMG499
	UJG105	UKG196	ULG294	ULG402	UMG500
	UJG113	UKG197	ULG299	UMG416	
UJG121	UKG210	ULG307	UMG419		

Produkt Code	LOT Nummer			
PCDH1 20 x 25 cm Oval	UJG084	UKG204	ULG349	UMG458
	UJG098	UKG205	ULG372	UMG475
	UJG100	UKG217	ULG375	UMG481
	UJG108	UKG218	ULG376	UMG494
	UJG114	UKG219	ULG377	
	UJG115	UKG230	ULG391	
	UJG127	UKG252	ULG406	
	UJG141	UKG265	UMG414	
	UJG143	ULG286	UMG415	
	UJG145	ULG300	UMG423	
	UJG157	ULG304	UMG433	
	UKG163	ULG310	UMG436	
	UKG167	ULG327	UMG437	
	UKG174	ULG336	UMG454	
	UKG186	ULG348	UMG457	

Freiwilliger Produktrückruf

Potentielle Delamination bestimmter Chargen von Proceed Surgical Mesh

Produkt Code	LOT Nummer		
PCDJ1 20 x 30 cm Rechteckig	UHG066	UKG200	ULG350
	UJG081	UKG211	ULG351
	UJG097	UKG212	ULG353
	UJG112	UKG232	ULG362
	UJG118	UKG235	ULG382
	UJG119	UKG238	ULG383
	UJG135	UKG246	ULG403
	UJG152	UKG262	ULG404
	UJG155	ULG268	UMG439
	UKG164	ULG270	UMG440
	UKG165	ULG303	UMG484
	UKG182	ULG312	UMG497
	ULG185	ULG314	
	UKG194	ULG318	
	UKG199	ULG330	