

easycare Research GmbH Postfach 104024 66654 Merzig-Besseringen

assist GmbH

Postfach 104024

D-66654 Merzig-Besseringen

easycare Research GmbH
In der Buchwies 10
66683 Merzig-Bessering

Tele: 0 68 61/900 8601
Fax: 0 68 61/900 8603
kundenservice@easycar

Es schreibt Ihnen:
H.-J. Zell

Telefonnummer:
06861/900-8611

e-Mail:
hzell@easycare.de

Datum:
24. März 2005

Rückruf „Künstliche Nase“

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie wir Ihnen am heutigen Tag mitgeteilt haben, kann es mit dem an Sie gelieferten Produkt

Künstliche Nase
REF EC30501
LOT 25.01.2005

in vereinzelten Fällen zu Problemen mit dem Abhusten von Schleim durch das Sicherheitsventil kommen.

Als Vorsorgemaßnahme bitten wir Sie deshalb, den in Ihrem Hause befindlichen Lagerbestand zu sperren, keine Ware mehr auszuliefern und bereits ausgelieferte Ware zurückzurufen.

Wir bitten Sie Ihren Lagerbestand an den oben aufgeführten Künstlichen Nasen und die zurückgerufenen und an uns zurückzusenden.

Für etwaige Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
easycare Research GmbH


Thomas Reiminger

- Geschäftsführer -