

DeltaSelect GmbH • Postfach 10 11 40 • 63265 Dreieich

z.Hd.

06.02.2007/AL

Chargenrückruf BSS DeltaSelect
Betroffene Chargen: 06607-9, 07512-3, 08606-5, 26604-0, 27602-2

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus einer Krankenhausapotheke erhielten wir einen Bericht über Verfärbungen nach Zumischen eines Arzneimittels sowie über leicht alkalische pH-Werte bei der Charge 07512-3. Obwohl die Rückstellmusterüberprüfung einen spezifikationskonformen pH-Wert ergab, haben wir uns vorsichtshalber zu einem Rückruf entschlossen, da diese und die übrigen oben genannten Chargen in einer von der technischen Dokumentation abweichenden Glasqualität abgefüllt wurden.

Wir bitten Sie darum, die oben aufgeführten Produkte nicht mehr zu verwenden, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass leicht alkalische Augenspüllösungen zu Augenreizungen führen können.

Wir möchten Sie bitten, Ihre Bestände zu prüfen und gegebenenfalls vorhandene Packungen der betroffenen Chargen zurückzusenden an:

DeltaSelect GmbH
Zweigniederlassung Pfullingen
Benzstraße 5
72793 Pfullingen

Bei administrativen Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Customer Service Tel.: XXXXXXXXXX

Mit freundlichen Grüßen
DeltaSelect GmbH

Leiter Marketing und Vertrieb

Sicherheitsbeauftragter für
Medizinprodukte

DeltaSelect GmbH
Otto-Hahn-Straße 31 – 33
63303 Dreieich
Postfach 10 11 40 (63265)
Telefon 0 61 03 – 3 00 79-0
Telefax 0 61 03 – 3 00 79-11
www.deltaselect.de

Geschäftsführung
Albrecht Schnell
Prof. Dr. med. Burghard Weidler

Deutsche Bank München
Konto 7 002 843
BLZ 700 700 10

HRB 40793
Amtsgericht Offenbach

Zweigniederlassung
Pfullingen
Benzstraße 5
72793 Pfullingen
Postfach 70 64 (72783)